

平成 26 年 2 月 6 日

お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社
IPM営業本部**弊社 土壤改良資材「トリコデソイル™」
販売、出荷開始についてのご案内**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、日頃ご愛顧いただいております天敵製剤を始めとする IPM (総合的病害虫管理)製品群に加え、液状複合肥料「Arysta グルタプラス」に続く土壤改良資材「トリコデソイル」をこの度、上市することになりました。

「トリコデソイル」は、有用微生物トリコデルマ ハルジアナム T-22 株を製品 1g 当り 10^9 cfu 含んだ土壤改良資材で、栽培期間を通じて根の周りを守り、土づくりをサポートすることで作物の健全な生育を促します。

現在普及していただいている IPM プログラムに作物の健全生育を組み合わせることで、ICM (総合的作物管理体系) へと発展させ、より省力的に、より安全・安心で高品質・高収量の作物づくりに役立てることを目的としております。

平成 26 年 2 月 13 日(木)より出荷を開始させていただきますので、販売ご推進の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【製品概要】

- ・ 商品名 : 「トリコデソイル™」
- ・ 主成分 : トリコデルマ ハルジアナム・・・ 1.0×10^9 (孢子/製品 g)
- ・ 規格 : 250g/箱
- ・ JANコード : 4562162591513
- ・ 使用量 : 250g/10a (3ヶ月ごとに処理)
- ・ 施用方法 : 土壤灌注 (500~2000 倍に希釈)
- ・ 保存 : 10°C 以下の冷暗所保存してください。有効期限は外箱に記載





トリコデソイル

【特長】


- 土壌中、特に根の周りに施用することで、有用微生物トリコデルマ菌が、根の表面を覆うように素早く増殖し、作物に害を及ぼすピシウム菌・リゾクトニア菌・フザリウム菌など悪玉土壌微生物を寄せ付けず増えにくい環境を作ります。
- 土壌・根圏の微生物相を改善し、作物の根の健全な生育を促します。
- 対象作物、施用時期を選ばず、栽培期間を通じてしっかり土づくりをサポートします。
- 善玉菌が繁殖しやすい、土壌消毒のガス抜き後の苗や土壌への灌注が最適です。
- 水和剤タイプですので、使い方簡単。所定濃度の希釈液を散布器、ジョウロ、かん水チューブ等で苗や土壌に灌注します。



散布器を用いた灌注



ジョウロによる苗灌注



かん水チューブを用いた灌注

【主な対象作物と施用基準量】（水で 500～2000 倍に希釈して施用）

主な対象作物	施用量	施用時期	施用方法
野菜類・花き類	250～1000g/10a	定植前	土壌灌注
		生育期	
茶	250～500g/10a	1、2 番茶摘採後、台刈り後、秋整枝後	株元散布
果樹類	5g/樹	生育期	株元散布、土壌灌注

※対象作物でご不明な点はお問い合わせください。


※目安ですので、生育状況を見て適宜調整ください。

※育苗期に使用する場合は、10a 当りに植える株数に応じて水量、濃度を調整してください。

【散布液の調製方法】（施用例：10a 分 2,000 倍）

A. 濃縮液の調製


カルキ（塩素）を含まない水（井戸水や汲み置きの水）を使用して、水 5ℓ にトリコデソイル 250g を加える。



- トリコデルマ菌の孢子が懸濁するように十分かき混ぜる。
- * マイコトールやボタニガードのように、2～3時間静置する必要はありません。すぐにタンクに移してください。

B. 濃縮液の希釈

- ① カルキ（塩素）を含まない水（井戸水や汲み置きの水） 495ℓ を大型タンクに加えておき、
- ② Aで作った濃縮液 5ℓ を①に入れる。





【使用上・保管上の注意】

- ▽ご使用前に注意事項を必ずお読みください。
- ▽食べ物ではありません。
- ▽小児の手の届く所に置かないでください。
- ▽本製品は、入手後すぐに冷暗所(0~10°C)に保存してください。
- ▽開封後は、よく密閉して保存し、早めに使いきってください。
- ▽農薬との混用は控えてください。
- ▽使用後はかん水チューブなど機器内に懸濁液が残らないように洗い流してください。
- ▽使用するかん水チューブは事前にきれいにしておいてください。かん水チューブの洗浄に薬品を使用した場合は、薬品が残らないように良く洗浄した後、トリコデソイルの施用は1日以上あけてください。
- ▽近くでキノコ類の栽培をしている場合は、本製品が直接かからないように注意してください。
- ▽以下の殺菌剤とは併用すると影響が出る場合があります。
ベンレート水和剤、スイッチ顆粒水和剤や、チルト乳剤、オンリーワンフロアブル、シルバキュアフロアブル、トリフミン水和剤、トリフミン乳剤などのDMI剤に分類される殺菌剤

トリコデソイル

① 規格

■ 規 格 : 250g/箱

② 販売開始時期

平成 26 年 2 月 13 日(木)出荷分

③ ご注文方法および納期

- 最少発注単位: 1 箱
- 注文締切日および納品予定日:

ご注文×時間: 16 時 ⇒ 納入: 翌々日

- ※1 注文締切後、翌日の出荷となります。
- ※2 郡部・離島、一部地域へは上記の通りにお届け出来ない場合がございます。ご心配の際は、お電話にてお問い合わせください。
- ※3 ×時間を過ぎたもの、もしくは土・日・祝祭日においては、翌営業日の受注扱いとなります。(×時間間際のファックスでのご注文は、お電話にてご確認ください。)
- ※4 時間指定及び日曜の納品は行っておりません。また、祝祭日の納品は一部不可となります。(土曜及び祝祭日における配送状況のお問い合わせは、お受けできません。)

以上